

E 315

VE wegwerphars

voor de regeneratie van patronen voor volledige demineralisatie

EAN: 4002511115293 / Materiaalnummer: 03830350 / Oud Materiaalnummer: 69431501D



- 20 liter homogeen gemengde harsen
- Om in de lege patroon LP 2800 te plaatsen
- Karton met 2 zakken van 10 liter
- Vacuümdicht in kunststof zakken geseald
- Inclusief vervangende filterzak

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315

VE wegwerphars

voor de regeneratie van patronen voor volledige demineralisatie

EAN: 4002511115293 / Materiaalnummer: 03830350 / Oud Materiaalnummer: 69431501D



PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Waterbehandeling	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	400
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	13,58
Brutogewicht in kg	14,21