

E 402

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 44 horlogeglasjes.



- Geschikt voor 44 horlogeglasjes Ø 80 – 125 mm
- Uitgerust met 23 spijlen op een afstand van 15 mm

EAN: 4002511116627 / Materiaalnummer: 03830420 / Oud Materiaalnummer: 69540201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor horlogeglazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlafstand in mm	15
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Horlogeglazen [aantal]	44
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	53
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	220
Buitenmaat, brutodiepte in mm	450
Nettogewicht in kg	0,92
Brutogewicht in kg	1,14