


A 3

Afdeknet

voor het afdekken van spoelgoed in de inzetrekken.



- Metalen frame gerilsaneerd met kunststofnet bespannen
- Geschikt voor 1/4-inzetten
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Materiaalnummer: 03830470 / Oud Materiaalnummer: 69500301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Kunststof
Kleur	Groen, Wit, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	206
Buitenmaat, brutohoogte in mm	10
Buitenmaat, brutobreedte in mm	210
Buitenmaat, brutodiepte in mm	200
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	0,32