

AK 12  
Gebruik  
voor het plaatsen van diverse utensiliën.



- geschikt voor bijvoorbeeld borstvoedingspompen, bekersglazen & trechters

EAN: 4002511115620 / Materiaalnummer: 03830510 / Oud Materiaalnummer: 69501201D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor bekersglazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Overige inzetstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	122
Buitenmaat, nettobreedte in mm	224
Buitenmaat, nettodiepte in mm	434
Buitenmaat, brutohoogte in mm	123
Buitenmaat, brutobreedte in mm	315
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	0,74
Brutogewicht in kg	1,06