

E 416

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 6 één- en tweedelige specula.



- Geschikt voor het plaatsen van 6 één- en tweedelige specula
- 7 houders op 40 mm afstand
- Inzetbaar in boven- (alleen met ééndelige specula) en onderrek

EAN: 4002511803824 / Materiaalnummer: 03888650 / Oud Materiaalnummer: 69541601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Inzet voor gynaecologische instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Capaciteit	
GYN-specula [aantal]	6
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	157
Buitenmaat, nettobreedte in mm	178
Buitenmaat, nettodiepte in mm	279
Buitenmaat, brutohoogte in mm	210
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	365
Nettogewicht in kg	0,69
Brutogewicht in kg	0,97