


A 14  
Deksel  
voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Roestvrij stalen deksel
- 7 x 7 perforatie, 3 mm overbrugging
- Voor inzet AK 12

EAN: 4002511860995 / Materiaalnummer: 03981970 / Oud Materiaalnummer: 69745002D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Productcategorie</b>	
Deksel	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	210
Buitenmaat, nettodiepte in mm	210
Buitenmaat, brutohoogte in mm	30
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Brutogewicht in kg	0,29