


A 16
Deksel
voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- 1 mm draadgaas, 5 mm maaswijdte, 4 mm frame

EAN: 4002511860971 / Materiaalnummer: 03981990 / Oud Materiaalnummer: 69745004D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	19
Buitenmaat, nettobreedte in mm	230
Buitenmaat, nettodiepte in mm	215
Buitenmaat, brutohoogte in mm	40
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	255
Nettogewicht in kg	0,15
Brutogewicht in kg	0,30