

E 442

Spoelhuls

voor het optimaal reinigen van MIC-instrumenten.



- Geschikt voor MIC-instrumenten met  $\varnothing$  4 – 8 mm, schroefbaar
- Lengte 121 mm mm,  $\varnothing$  6 mm mm
- Kap, opening  $\varnothing$  6 mm
- Bevestigingsbeugel (art. nr. 4174850)

EAN: 4002511908208 / Materiaalnummer: 04203830 / Oud Materiaalnummer: 69744201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Spoelhuls	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	121
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,03