

E 443

Spoelhuls

voor het optimaal reinigen van MIC-instrumenten.



- Geschikt voor MIC-instrumenten met \varnothing 8 – 8,5 mm, schroefbaar
- Lengte 121 mm mm, \varnothing 10 mm mm

EAN: 4002511908192 / Materiaalnummer: 04203840 /

Oud Materiaalnummer: 69744301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Spoelhuls	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	121
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	10
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,03