

E 448

Siliconen slang

voor het optimaal reinigen van diverse instrumenten.



- Luer-Lock-adapter, mannelijk
- Lengte 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Injectoren, schroefdraad 8 x 1 mm

EAN: 4002511908475 / Materiaalnummer: 04203880 / Oud Materiaalnummer: 69744801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Transparant
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheelkundige instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	300
Buitenmaat, nettobreedte in mm	8
Buitenmaat, nettodiepte in mm	8
Buitenmaat, brutohoogte in mm	10
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	125
Diameter in mm	10
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02