

E 448

Siliconen slang

voor het optimaal reinigen van diverse instrumenten.



- Luer-Lock-adapter, mannelijk
- lengte 300 mm, Ø 10 mm mm
- Injectoren, schroefdraad 8 x 1 mm

EAN: 4002511908475 / Materiaalnummer: 04203880 /

Oud Materiaalnummer: 69744801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheekkundige instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Transparant
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	300
Buitenmaat, nettobreedte in mm	10
Buitenmaat, nettodiepte in mm	10
Buitenmaat, brutohoogte in mm	10
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	125
Diameter in mm	10
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,03