

E 454

Injektordüse

voor het optimaal reinigen van divers spoelgoed, zoals trocarhulzen.



- Geschikt voor trocarts met Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Uitgerust met een veersysteem voor het instellen van de hoogte

EAN: 4002511908512 / Materiaalnummer: 04203940 / Oud Materiaalnummer: 69745401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	150
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	8
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,04