

E 458

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van spenen met schroefdop.



- Geschikt voor 36 schroefdopspenen
- 36 vakken à ?? x ??
- Uitgerust met een inklapbaar en afsluitbaar deksel

EAN: 4002511919358 / Materiaalnummer: 04235200 / Oud Materiaalnummer: 69545801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	36
Toepassingsgebied	
Behandeling van babyflessen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	63
Buitenmaat, nettobreedte in mm	215
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	450
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	220
Nettogewicht in kg	1,50
Brutogewicht in kg	1,60