

E 457

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van demonteerbare MIC-instrumenten.



- Geschikt voor bijvoorbeeld 12 handgrepen en werkeinden
- Bodem van draadgaas met 3 mm maaswijdte, zijkanten gesloten
- Gelaste houder voor 8-12 handgrepen. variabele indeling
- Uitgerust met 3 bruggen voor opslaan en vergrendelen

EAN: 4002512067331 / Materiaalnummer: 04618030 / Oud Materiaalnummer: 69545702D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	192
Buitenmaat, nettobreedte in mm	490
Buitenmaat, nettodiepte in mm	62
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	320
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	1,75
Brutogewicht in kg	2,02