

E 941

Wagen

voor het plaatsen van modules op 2 niveaus.



- Afhankelijk van de hoeveelheid spoelgoed geschikt voor maximaal 2 modules per niveau
- Koppeling van wagen aan waterleiding en toevoer van drooglucht
- De beladingsafmetingen van de beide niveaus zijn verschillend

EAN: 4002512273411 / Materiaalnummer: 04812530 / Oud Materiaalnummer: 69594101D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor orthopedische instrumenten	•
Overige wagens	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	421
Buitenmaat, nettobreedte in mm	619
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	700
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	16,30
Brutogewicht in kg	26,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1