

## DOS S

Staander voor doseerpomp

met hellende vloer voor volledig ledigen van de cans vloeibaar reinigingsmiddel.



- Geschikt voor de montage van doseerpompbehuizing DOS G2
- Geschikt voor de montage van doseerpompbehuizing DOS GP3
- Met 4 zwenkwielletjes voor een maximale mobiliteit

EAN: 4002512161107 / Materiaalnummer: 04814240 /

Oud Materiaalnummer: 59170031D

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Toestel-/accessoirecategor.</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
<b>Productcategorie</b>	
Doseersysteem	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Elektrische aansluiting	OHNE
Materiaal	Verz. staalplaat, poedergecoat
Kleur	Ijzergrijs

## DOS S

Staander voor doseerpomp

met hellende vloer voor volledig ledigen van de cans vloeibaar reinigingsmiddel.

EAN: 4002512161107 / Materiaalnummer: 04814240 /

Oud Materiaalnummer: 59170031D



Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1030
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1000
Buitenmaat, nettodiepte in mm	371
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1030
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	413
Nettogewicht [kg]	9,00
Brutogewicht in kg	10,00