

E 464
 Houder
 voor de injector E 454 Ø 13 x 65 mm.



- Uitgerust met een veersysteem voor het instellen van de hoogte

EAN: 4002512173018 / Materiaalnummer: 04837600 /
 Oud Materiaalnummer: 69746401D

| Productcategorisatie | |
|--|-----------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Productcategorie | |
| Houder | • |
| Inspuiter | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van MIC-instrumenten | • |
| Behandeling van holle instrumenten | • |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0-0 |
| Frequentie in Hz | 0-0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00-0,00 |
| Zekering in A | 0-0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 65 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 12 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 80 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 120 |
| Diameter in mm | 13 |
| Nettogewicht in kg | 0,04 |
| Brutogewicht in kg | 0,05 |