

E 466

Injektordüse

voor het optimaal plaatsen van ademzakken 8 x 333 mm.



EAN: 4002512223744 / Materiaalnummer: 04966620 / Oud Materiaalnummer: 69746601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	333
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	260
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Diameter in mm	8
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00