


E 930

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 36 OK-klompen tot maat 44.



- Geschikt voor de wagens E 975/2 op het onderste niveau
- Uitgerust met 36 houders, hoogte 280 mm

EAN: 4002512257145 / Materiaalnummer: 05001360 / Oud Materiaalnummer: 69593001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzet voor OK-schoenen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-schoenen	•
Capaciteit	
OK-schoenen [aantal]	36
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	289
Buitenmaat, nettobreedte in mm	586
Buitenmaat, nettodiepte in mm	752
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	770
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1000
Nettogewicht in kg	3,65
Brutogewicht in kg	5,70