

E 468

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van diverse utensiliën.



- Van gelast rooster/ RVS met bovenblad en onderverdeling
- Maaswijdte 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Materiaalnummer: 05043640 /
Oud Materiaalnummer: 69546801D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	76
Buitenmaat, nettobreedte in mm	170
Buitenmaat, nettodiepte in mm	250
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,67
Brutogewicht in kg	0,82