

E 484  
Gebruik  
voor het plaatsen van diverse utensiliën



- Draadgaas 1,4 mm, maaswijdte 8 mm
- Te gebruiken met houders: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Materiaalnummer: 05109190 / Oud Materiaalnummer: 69548401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-schoenen	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
OK-schoenen [aantal]	16
Schalen [aantal]	4
Nierbekkens [aantal]	9
Volgelaatsmaskers [aantal]	9
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	150
Buitenmaat, nettobreedte in mm	470
Buitenmaat, nettodiepte in mm	480
Buitenmaat, brutohoogte in mm	560
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	2,97
Brutogewicht in kg	3,78