

E 485
Houder
voor het optimaal plaatsen van 3 nierbekkens.



EAN: 4002512398725 / Materiaalnummer: 05109210 / Oud Materiaalnummer: 69548501D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van nierbekkens	•
Capaciteit	
Nierbekkens [aantal]	3
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	195
Buitenmaat, nettobreedte in mm	80
Buitenmaat, nettodiepte in mm	464
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	0,41
Brutogewicht in kg	0,56