

E 486

Houder

voor het optimaal plaatsen van nierbekkens.



- Geschikt voor het plaatsen van 1 schotels
- De houder past meermaals in de inzet E 484

EAN: 4002512398732 / Materiaalnummer: 05109230 / Oud Materiaalnummer: 69548601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van schalen	•
Capaciteit	
Schalen [aantal]	1
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	275
Buitenmaat, nettobreedte in mm	464
Buitenmaat, nettodiepte in mm	10
Buitenmaat, brutohoogte in mm	475
Buitenmaat, brutobreedte in mm	465
Buitenmaat, brutodiepte in mm	25
Nettogewicht in kg	0,21
Brutogewicht in kg	0,43