

AUF 1

Houder

voor het optimaal behandelen van hand- en hoekstukken in het bovenrek O 177/1.



- Bestaand uit: afdichting, schroefbus, klemmen
- Plaatsingsonderdeel, plaatsingsbovendeel, 5 filterplaten

EAN: 4002512427517 / Materiaalnummer: 05159510 / Oud Materiaalnummer: 68551101D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Houder of adapter voor hand- en hoekstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	100
Nettogewicht in kg	0,90
Brutogewicht in kg	1,84
Meegeleverde verpakking	
FP-filterplaatje	•