

E 702

Opzet

voor het verhogen van de capaciteit met twee extra zeefschalen.



- Nog een niveau voor de wagens E 525/2 of E 701/2
- Voor het plaatsen van nog 2 DIN-zeefschalen

EAN: 4002512400831 / Materiaalnummer: 05221490 / Oud Materiaalnummer: 69570201D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	560
Buitenmaat, nettobreedte in mm	160
Buitenmaat, nettodiepte in mm	530
Buitenmaat, brutohoogte in mm	610
Buitenmaat, brutobreedte in mm	260
Buitenmaat, brutodiepte in mm	535
Nettogewicht in kg	3,50
Brutogewicht in kg	4,50