

E 713

Wagen

voor het plaatsen van 2 DIN-containers inclusief deksel en 4 zeefschalen op 3 niveaus.



- Uitgerust met 2 ingebouwde sproeiarmen
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)
- Uitgerust met een aansluiting voor 5 holle instrumenten
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging

EAN: 4002512401944 / Materiaalnummer: 05221550 / Oud Materiaalnummer: 69571301D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor containers	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van containers	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	4
SPRI-zeefschalen [aantal]	2
DIN-containers hoogte 15 cm [aantal]	2
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	530
Buitenmaat, nettobreedte in mm	575
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	560
Buitenmaat, brutobreedte in mm	640
Buitenmaat, brutodiepte in mm	680
Nettogewicht in kg	9,70
Brutogewicht in kg	10,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1