


E 475  
Klem  
voor het stabiliseren van hulzen.



- Geschikt voor MIC-inzetten

EAN: 4002512401234 / Materiaalnummer: 05226040 / Oud Materiaalnummer: 69747501D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	155
Buitenmaat, nettodiepte in mm	500
Buitenmaat, brutohoogte in mm	110
Buitenmaat, brutobreedte in mm	160
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	0,10
Brutogewicht in kg	0,22