

E 496
 Injektordüse
 met bevestigingsklemmen voor intubatiemateriaal.



EAN: 4002512365970 / Materiaalnummer: 05235490 / Oud Materiaalnummer: 69749601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	120
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	30
Buitenmaat, brutodiepte in mm	30
Diameter in mm	4
Nettogewicht in kg	0,75
Brutogewicht in kg	0,90