


ML

Magneet

voor de automatische wagenherkenning en sproeiarmdetectie.



- 15 verschillende codes in te stellen
- 6 magneten voor op betreffende inzetrek gemonteerde magneetstrip

EAN: 4002512423083 / Materiaalnummer: 05267440 / Oud Materiaalnummer: 69745702D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Magneetstrip voor automatische wagenherkenning	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	70
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00