

E 730

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 20 OK-klompen.



EAN: 4002512423120 / Materiaalnummer: 05271020 / Oud Materiaalnummer: 69573001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor OK-schoenen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van OK-schoenen	•
<b>Capaciteit</b>	
OK-schoenen [aantal]	20
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	290
Buitenmaat, nettobreedte in mm	470
Buitenmaat, nettodiepte in mm	540
Buitenmaat, brutohoogte in mm	420
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	600
Nettogewicht in kg	8,70
Brutogewicht in kg	10,00