


AUF 2 Houder

voor het optimaal behandelen van hand- en hoekstukken in het bovenrek O 801/2.



- Bestaand uit: afdichting, schroefbus, klemmen
- Plaatsingsonderdeel, plaatsingsbovendeel, 5 filterplaten

EAN: 4002512427524 / Materiaalnummer: 05282470 / Oud Materiaalnummer: 68551701D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	118
Buitenmaat, brutobreedte in mm	122
Buitenmaat, brutodiepte in mm	305
Nettogewicht in kg	0,21
Brutogewicht in kg	0,26
Meegeleverde verpakking	
FP-filterplaatje	•