


O 801/2

bovenrek

voor optimale reiniging met 10 sproeikoppen en plaatsing diverse inzetrekken.

EAN: 4002512399463 / Materiaalnummer: 05290520 / Oud Materiaalnummer: 69180103D



- Voorste en achterste helft geschikt voor het plaatsen van inzetten
- Middenas 10 siliconen voorwerpen en 10 inspuisers Ø 4 mm, L 30 mm
- Installatiehoogte: 200 mm mm
- Met geïntegreerde sproeiarm

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	200
Toepassingsgebied	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Hand- en hoekstukken [aantal]	6
Holle instrumenten [aantal]	10
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	267
Buitenmaat, nettobreedte in mm	381
Buitenmaat, nettodiepte in mm	475
Buitenmaat, brutohoogte in mm	480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	400
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,10