

E 984

Gebruik

voor het plaatsen van verschillende utensiliën.



- Met verschillende houders uit te breiden

EAN: 4002512431323 / Materiaalnummer: 05337750 / Oud Materiaalnummer: 69598401D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van OK-schoenen	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	371
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	572
Buitenmaat, brutohoogte in mm	390
Buitenmaat, brutobreedte in mm	160
Buitenmaat, brutodiepte in mm	590
Nettogewicht in kg	2,95
Brutogewicht in kg	3,30