

E 985

Houder

voor het optimaal plaatsen van 2 nierbekkens.



- Voor gebruik in inzetrek E 984

EAN: 4002512431330 / Materiaalnummer: 05337760 / Oud Materiaalnummer: 69598501D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van nierbekkens	•
Capaciteit	
Nierbekkens [aantal]	2
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	0,23
Brutogewicht in kg	0,43