

E 986

Houder

voor het optimaal plaatsen van 5 nierbekkens.



- Voor gebruik in inzetrek E 984

EAN: 4002512431347 / Materiaalnummer: 05337770 / Oud Materiaalnummer: 69598601D

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                        |                 |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | •               |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                 |                 |
| PG 8527  | •               |
| PG 8528  | •               |
| <b>Productcategorie</b>                            |                 |
| Inzet voor nierbekkens/schalen                     | •               |
| <b>Producteigenschappen</b>                        |                 |
| Materiaal  | Roestvrij staal |
| Kleur  | Roestvast staal |
| <b>Toepassingsgebied</b>                           |                 |
| Behandeling van schalen                            | •               |
| <b>Capaciteit</b>                                  |                 |
| Schalen [aantal]                                   | 1               |
| <b>Stand. elektrische aansluiting</b>              |                 |
| Aantal fasen                                       | 0               |
| Spanning in V                                      | 0               |
| Frequentie in Hz                                   | 0               |
| Totale aansluitwaarde in kW                        | 0,00            |
| Zekering in A                                      | 0               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                       |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                      | 0               |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                     | 0               |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                      | 0               |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                      | 25              |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                     | 330             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                      | 435             |
| Nettogewicht in kg                                 | 0,19            |
| Brutogewicht in kg                                 | 0,36            |