


E 989

Universele houder

voor bijvoorbeeld 8 inlegzolen voor OK-klompen.



- Voor gebruik in inzetrek E 984

EAN: 4002512431828 / Materiaalnummer: 05376740 / Oud Materiaalnummer: 69598901D

| | |
|--|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PG 8528 | • |
| Productcategorie | |
| Overige inzetstukken | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van OK-schoenen | • |
| Capaciteit | |
| Inlegzolen [aantal] | 8 |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 0 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 20 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 330 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 415 |
| Nettogewicht in kg | 0,10 |
| Brutogewicht in kg | 0,26 |