


E 747

Module

voor het optimaal plaatsen van bijvoorbeeld centrifugebuisjes, vials en reageerbuisjes.



- 104 sproeikoppen voor centrifugebuisjes, vials, reageerbuisjes
- 104 sproeikoppen 2,5 x 110 mm

EAN: 4002512591218 / Materiaalnummer: 05464630 / Oud Materiaalnummer: 69574701D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	104
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	168
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	810
Nettogewicht in kg	38,00
Brutogewicht in kg	44,00