


E 746

Module

voor het optimaal plaatsen van maximaal 23 pipetten.



- Geschikt voor 23 pipetten in diagonale opstelling
- 10 pipetten tot 560 mm en 13 pipetten tot 490 mm
- Spijlafstand van de houder 20 respectievelijk 26 mm

EAN: 4002512591195 / Materiaalnummer: 05555280 / Oud Materiaalnummer: 69574601D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
Productcategorie	
Inzet/module voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	23
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	330
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	400
Buitenmaat, brutobreedte in mm	590
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	24,60
Brutogewicht in kg	25,00