


E 750

Omlijsting

voor het optimaal fixeren van diverse inzetten.



- Bevestigingsframe voor het fixeren van inzetten E 106 tot E 111
- Mogelijk in E 555/2, een belading met E 135 voor zuigflessen
- Mogelijk in E 735/2, een belading met E 135 voor zuigflessen

EAN: 4002512606288 / Materiaalnummer: 05567510 / Oud Materiaalnummer: 69575001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van babyflessen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	37
Buitenmaat, nettobreedte in mm	544
Buitenmaat, nettodiepte in mm	486
Buitenmaat, brutohoogte in mm	570
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00