

DOS-G2

Pompbehuizing RVS

met plaats voor maximaal 3 pompen P2 voor het doseren van vloeibare reinigingsmiddelen.



- 12-polige potentiaalvrije aansluiting

EAN: 4002512614870 / Materiaalnummer: 05572530 / Oud Materiaalnummer: 59170079D

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Toestel-/accessoirecategor.	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	OHNE
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	540
Buitenmaat, nettobreedte in mm	540
Buitenmaat, nettodiepte in mm	190
Buitenmaat, brutohoogte in mm	185
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540

DOS-G2

Pompbehuizing RVS

met plaats voor maximaal 3 pompen P2 voor het doseren van vloeibare reinigingsmiddelen.

EAN: 4002512614870 / Materiaalnummer: 05572530 / Oud Materiaalnummer: 59170079D



Nettogewicht [kg]

2,30

Brutogewicht in kg

2,50