


A 5

Afdekken

voor het optimaal fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- RVS-frame met kunststofnet (materiaalkwaliteit PA 12)
- Te gebruiken in O 184 en U 184

EAN: 4002513126310 / Materiaalnummer: 05637190 / Oud Materiaalnummer: 69500501D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Draad, gerilsaneerd, Kunststof
Kleur	Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	8
Buitenmaat, nettobreedte in mm	280
Buitenmaat, nettodiepte in mm	280
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	470
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	0,40
Brutogewicht in kg	0,55