


E 752

Module

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals 100 - 1000 ml.



- Met 12 sproeikoppen (E 351), 4x 160 mm met vergrendeling (E 353).
- Met 13 sproeikoppen (E 352), 6x 220 mm met vergrendeling (E 354).

EAN: 4002513197471 / Materiaalnummer: 05647640 / Oud Materiaalnummer: 69575201D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	25
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	260
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	9,70
Brutogewicht in kg	10,00