


E 523

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 6 zeefschalen.



- Uitgerust met 7 houders (6 vakken), H 145, afstand 50 mm

EAN: 4002513199116 / Materiaalnummer: 05649700 / Oud Materiaalnummer: 69552301D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Inzet voor trays/bladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	6
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	151
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	450
Buitenmaat, brutohoogte in mm	195
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	495
Nettogewicht in kg	1,40
Brutogewicht in kg	1,65