

E 801/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 8 mondspoelglazen.

EAN: 4002513220650 / Materiaalnummer: 05673820 / Oud Materiaalnummer: 68580102D



- Geschikt voor 8 mondspoelglazen, max. Ø 75 mm
- Gerilsaneerd

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Mondspoelglazen [aantal]	8
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	155
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	320
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	510
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	1,00
Brutogewicht in kg	1,50