


E 470

Injektordüse

voor gebruik in injectorwagens, Ø 2,5 x 90 mm.



- Geschikt voor injectorwagens, schroefbaar
- Geschikt voor bijvoorbeeld flessen, erlenmeyers en rondkolven

EAN: 4002513248814 / Materiaalnummer: 05701580 /  
Oud Materiaalnummer: 69547001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal, Wit
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	90
Buitenmaat, nettobreedte in mm	3
Buitenmaat, nettodiepte in mm	3
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Diameter in mm	3
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,03