


E 755

Module

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals 25 - 100 ml.

EAN: 4002513248821 / Materiaalnummer: 05701590 / Oud Materiaalnummer: 69575501D



- Uitgerust met 36 sproeikoppen (E 470) 2,5 x 90 mm met houder

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	36
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	545
Buitenmaat, brutobreedte in mm	160
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	4,80
Brutogewicht in kg	5,40