

DOS G 60

Doseermodule voor reservoir van 5-10 l

voor het automatisch doseren van vloeibare reinigingsmiddelen, met niveausensor.



- Te gebruiken voor alle PG 8535
- instelbaar via de elektronische besturing van de machine
- Lengte 300 mm zuigslans voor cans van 5 en 10 l
- Lengte van de geleidingsleiding: 1,90 m

EAN: 4002513252255 / Materiaalnummer: 05703990 / Oud Materiaalnummer: 69747005D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
Productcategorie	
Extern doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	120
Lengte van de zuigslans in mm	333
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in V	230-240
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,02
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	117
Buitenmaat, nettobreedte in mm	235
Buitenmaat, nettodiepte in mm	107
Buitenmaat, brutohoogte in mm	295
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	420
Nettogewicht in kg	2,60
Brutogewicht in kg	2,78