

E 908/1

Gebruik

voor optimale plaatsing demonteerbare MIC-instrumenten/werkeinden of optieken.



- Maaswijdte 8 x 1 mm (bodem), zijkanten gesloten
- Interne indeling individueel verstelbaar met 4 bruggen
- Haken voor ophangen in E 906/1

EAN: 4002513252286 / Materiaalnummer: 05704010 / Oud Materiaalnummer: 69590802D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8536	•
Productcategorie	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	460
Buitenmaat, nettodiepte in mm	36
Buitenmaat, brutohoogte in mm	150
Buitenmaat, brutobreedte in mm	505
Buitenmaat, brutodiepte in mm	100
Nettogewicht in kg	0,68
Brutogewicht in kg	0,85