

ML/2

Magneetstrip

voor de automatische wagenherkenning en sproeiarmdetectie.



- ML/2 is een voorwaarde voor het gebruik van de sproeiarmbewaking
- 5 magneten, variabel te combineren
- 15 mogelijke combinaties

EAN: 4002513274158 / Materiaalnummer: 05723270 / Oud Materiaalnummer: 69745703D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Magneetstrip voor automatische wagenherkenning	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	9
Buitenmaat, nettobreedte in mm	25
Buitenmaat, nettodiepte in mm	275
Buitenmaat, brutohoogte in mm	95
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,17
Brutogewicht in kg	0,32