

DOS G 10

Doseermodule voor reservoir van 5-10 l

voor automatische dosering vloeibare reinigingsmiddelen, met leegstandindicator.



- Voor het doseren van naglans
- ?? mm zuiglans voor cans van 5-10 l
- Ombouw zuiglans voor cans 10-30 l verkrijgbaar via Miele Service
- Dosering tot maximaal ?? ml/60 seconden

EAN: 4002513283259 / Materiaalnummer: 05729360 /

Oud Materiaalnummer: 69747006D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50-60
Totale aansluitwaarde in kW	0,02
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	118
Buitenmaat, nettobreedte in mm	235
Buitenmaat, nettodiepte in mm	115
Buitenmaat, brutohoogte in mm	310
Buitenmaat, brutobreedte in mm	420
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	2,42
Brutogewicht in kg	2,81